


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ca3 다클론 항체 - P07451

품목 번호: CM0015027



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 유래 항-CA3 다클론 항체입니다. 가역적 CO₂ 수화 반응을 촉매하는 근육 특이적 세포질 효소인 인간, 마우스 및 래트 탄산무수화효소 III (CA3/CAIII)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CA3 토끼 pAb
비고/별칭	Car3, CAIII, CA3
종	인간
유전자ID (인간)	761
유전자ID	761
면역원	인간 CA3 (NP_005172.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07451
단백질 분자량	30kDa
배송 방법	아이스 팩