


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ca3 토끼 다클로날 항체 - P07451

품목 번호: CM0017638



### 소개

인간 탄산무수화효소 III(CA3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 근육 특이적 탄산무수화효소 검출에 이상적입니다. 분자량은 약 30kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CA3 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | Car3; CAIII; CA3                                            |
| 종           | 인간(Human)                                                   |
| GeneID (인간) | 761                                                         |
| GeneID      | 761                                                         |
| 면역원         | 인간 CA3 (NP_005172.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                  |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 응용          | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                         |
| SWISS       | P07451                                                      |
| 단백질 분자량     | 30kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                        |