

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ca5A 토끼 다클로날 항체 - P35218

품목 번호: CM0017312

소개

사람 CA5A(마우스/쥐 포함)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western Blot), IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 요소 회로와 크랩스 회로 대사에 필수적인 미토콘드리아 탄산 무수화효소를 검출합니다. IVD 연구 및 진단 개발용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CA5A Rabbit pAb
비고/별칭	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	763
GeneID	763
항원(Immunogen)	사람 CA5A (NP_001730.1)의 아미노산 39-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P35218
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)