

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ca5B 토끼 다클론 항체 - Q9Y2D0

품목 번호: CM0019493

소개

인간 CA5B(CAVB, CA-VB)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 CA5B를 인식합니다. 예상 밴드 크기는 36 kDa입니다. 미토콘드리아 탄산안수화효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CA5B 토끼 pAb
비고/별칭	CAVB; CA-VB; CA5B
종	인간
유전자 ID (인간)	11238
유전자 ID	11238
면역원	인간 CA5B(NP_009151.1)의 아미노산 1-317번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y2D0
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩