

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cab39 토끼 다클론 항체 - Q9Y376

품목 번호: CM0018813



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 anti-CAB39 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. STK11/LKB1 복합체의 주요 안정화 인자인 칼슘 결합 단백질 39(MO25alpha)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAB39 토끼 pAb
비고/별칭	MO25; CGI-66; CAB39
종	인간
유전자 ID(인간)	51719
유전자 ID	51719
면역원	합성 펩타이드 인간 CAB39(NP_057373.1)의 아미노산 1-341 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y376
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩