

Wb, Elisa용 Anti-Cab39L 토끼 다클론 항체 - Q9H9S4

품목 번호: CM0029148



소개

WB와 ELISA에서 검증된 CAB39L 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 CAB39L (39kDa)과 반응합니다. STK11/LKB1 활성화 복합체 구성 요소인 칼슘 결합 단백질 39-유사(MO25beta)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAB39L 토끼 pAb
비고/별칭	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
종	인간
GeneID (인간)	81617
GeneID	81617
면역원	인간 CAB39L (NP_112187.2)의 아미노산 1-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9H9S4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩