

Wb 및 Elisa용 Anti-Cables1 토끼 다클로날 핏체 - Q8Tdn4

품목 번호: CM0016774

소개

WB, ELISA용 CABLES1 토끼 pAb. 사람, 마우스에서 검증됨. CDK5/ABL1 기질 1, 신경 발달 및 세포 주기의 핵심 요소. 원스톱 IVD 원자재 공급업체인 CamelBio 제공.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CABLES1 토끼 pAb
비고/별칭	CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	91768
GeneID	91768
항원(Immunogen)	사람 CABLES1 (NP_612384.1)의 아미노산 1-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8TDN4
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)