


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cabp1 폴리클로날 항체 - Q9Nzu7

품목 번호: CM0020611



소개

인간 CABP1 (Calbrain/Caldendrin)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 예상 분자량 40kDa의 인간, 마우스 및 랫트 CABP1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	CABP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	9478
면역원(Immunogen)	인간 CABP1 (NP_001028849.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NZU7
단백질 분자량(Protein Weight)	40kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)