

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cabp7 다클론 항체 - Q86V35

품목 번호: CM0013851



소개

인간, 마우스 및 랫드에서 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 검증이 완료된 CABP7(Calneuron II) Rabbit 다클론 항체입니다. 골지체 수송 조절 단백질을 표적으로 합니다. 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CABP7 Rabbit pAb
비고/별칭	CALN2; CABP7
종	인간
GeneID (인간)	164633
GeneID	164633
면역원	인간 CABP7(NP_872333.1)의 100-180번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86V35
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩