


Anti-Cacna1D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q01668

품목 번호: CM0019544



소개

인간 CACNA1D(Cav1.3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 쥐에 반응하며, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 흥분성 세포에서 L-형 칼슘 채널 기능을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNA1D Rabbit pAb
비고/별칭	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
종	인간
유전자 ID (인간)	776
유전자 ID	776
면역원	인간 CACNA1D(NP_000711.1)의 아미노산 1882-2181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q01668
단백질 분자량	245kDa
배송	아이스백