

Wb, Elisa용 Anti-Cacna1E 토끼 다클론 항체 - Q15878

품목 번호: CM0015021



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 CACNA1E 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드에 교차 반응성을 보입니다. 재조합 단백질을 사용하여 면역화했으며, R형 칼슘 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNA1E 토끼 pAb
비고/별칭	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
종	인간
GeneID (인간)	777
GeneID	777
면역원	인간 CACNA1E(NP_001192222.1)의 아미노산 2014-2313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15878
단백질 분자량	262kDa
배송	아이스팩