


If/Icc, Elisa용 Anti-Cacna1H 폴리클로날 항체 - O95180

품목 번호: CM0015466



소개

CACNA1H Rabbit pAb은 인간 CACNA1H에 대한 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 나타냅니다. 이온 수송 및 신경학 연구에서 T형 칼슘 채널 Cav3.2에 대한 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNA1H Rabbit pAb
비고/별칭	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8912
GeneID	8912
면역원(Immunogen)	인간 CACNA1H (NP_066921.2)의 아미노산 1890-2030에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O95180
단백질 분자량	259kDa
배송(Shipping)	아이스팩