


If-P, Elisa용 Anti-Cacna1H Rabbit Polyclonal Antibody - O95180

품목 번호: CM0022944



소개

인간 T형 칼슘 채널 서브유닛인 CACNA1H(Cav3.2)를 표적하는 토끼 폴리클론항체. IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐와 교차반응함. 신경과학, 심장학, 이온 채널 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNA1H Rabbit pAb
비고/별칭	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
종	인간
유전자 ID (인간)	8912
유전자 ID	8912
면역원	인간 CACNA1H (NP_066921.2)의 아미노산 2250-2353 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O95180
단백질 분자량	259kDa
배송	아이스백