

If-P 및 Elisa용 항-Cacna1S 다클론 항체 - Q13698

품목 번호: CM0019559



소개

인간 CACNA1S(Cav1.1, L형 칼슘 채널 서브유닛 알파-1S)에 대한 토끼 다클론 항체로, IF-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫드와 교차 반응합니다. 흥분-수축 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNA1S 토끼 pAb
비고/별칭	MHS5; DHPRM; HOKPP; TTPPI; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
종	인간
유전자ID (인간)	779
유전자ID	779
면역원	인간 CACNA1S(NP_000060.2)의 아미노산 900-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q13698
단백질 분자량	212kDa
배송 방식	아이스백