

Wb, Elisa용 Anti-Cacna2D2 폴리클로날 항체 - Q9Ny47

품목 번호: CM0017816

소개

인간 CACNA2D2를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 칼슘 채널 연구 및 관련 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNA2D2 Rabbit pAb
비고/별칭	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9254
유전자 ID	9254
면역원	인간 CACNA2D2 (NP_001167522.1)의 아미노산 20-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NY47
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)