

Anti-Cacna2D3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Izs8

품목 번호: CM0017551

소개

인간 CACNA2D3 (전압의존성 칼슘 채널 서브유닛 알파-2/델타-3)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 이온 채널 및 신경과학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CACNA2D3 Rabbit pAb
비고/별칭	HSA272268, CACNA2D3
종	인간
유전자 ID (인간)	55799
면역원	인간 CACNA2D3 (NP_060868.2)의 아미노산 900-1040에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8Izs8
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백