


Wb, Elisa용 Cacnb1 토끼 다클론 항체 - Q02641

품목 번호: CM0025495



소개

L형 칼슘 채널의 조절 서브유닛인 CACNB1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 심혈관 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CACNB1 토끼 pAb
비고/별칭	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
종	인간
유전자 ID	782
면역원	인간 CACNB1(NP_000714.3)의 아미노산 429-598에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02641
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백