

Wb, Elisa용 Anti-Cacnb3 다클론 항체 - P54284

품목 번호: CM0016354



소개

전압 의존성 L형 칼슘 채널 베타-3 소단위체인 인간 CACNB3(CAB3, CACNLB3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 반응합니다. 이온 채널 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNB3 토끼 pAb
비고/별칭	CAB3, CACNLB3, CACNB3
종	인간
GeneID	784
면역원	인간 CACNB3(NP_000716.2)의 아미노산 355-484에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P54284
단백질 중량	55kDa
배송	얼음팩