

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cacng1 토끼 다클론 항체 - Q06432

품목 번호: CM0013526

소개

인간 CACNG1(전압 의존성 칼슘 채널 감마-1 소단위체)을 표적하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드에서 검출됩니다. 골격근 L형 칼슘 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CACNG1 토끼 pAb
비고/별칭	CACNLG; CACNG1
종	인간
GeneID (인간)	786
GeneID	786
면역원	인간 CACNG1(NP_000718.1)의 아미노산 30-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q06432
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩