


Wb, Elisa용 Anti-Cacybp 폴리클로날 항체 - Q9Hb71

품목 번호: CM0024398



소개

칼시클린-결합 단백질(CACYBP) 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 유비퀴틴 매개 분해 및 칼슘 신호 전달 연구에 유용합니다. CamelBio의 IVD 원료 공급 전문성이 뒷받침합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] CACYBP Rabbit pAb
비고/별칭	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
종	인간
GeneID (인간)	27101
GeneID	27101
면역원	인간 CACYBP (NP_055227.1)의 아미노산 1-228 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HB71
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백