


항-Cacybp 다클론 항체 (Ko 검증 완료) - Q9Hb71

품목 번호: CM0027214



소개

인간 CACYBP에 대한 토끼 다클론 항체로, 닉아웃으로 검증되었으며 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 사용할 수 있습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 CACYBP를 검출합니다. 재조합 면역원을 사용하여 로트별 일관성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] CACYBP 토끼 pAb
비고/별칭	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
종	인간
GeneID (인간)	27101
GeneID	27101
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HB71
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백