

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cad 폴리클로날 항체 - P27708

품목 번호: CM0029335



소개

인간 CAD(P27708)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 피리미딘 생합성 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAD Rabbit pAb
비고/별칭	CDGIZ; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
종	인간(Human)
GeneID (인간)	790
GeneID	790
면역원	인간 CAD (NP_004332.2)의 아미노산 1650-1900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P27708
단백질 분자량	243kDa
배송	아이스백