

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cad 토끼 단클론 항체 - P27708

품목 번호: CM0009408



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-CAD 토끼 단클론 항체입니다. 데 노보 피리미딘 생합성 경로의 243 kDa 다기능 효소인 인간 CAD를 인식합니다. 피리미딘 대사 및 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAD 토끼 mAb
비고/별칭	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
종	인간
GeneID (인간)	790
GeneID	790
면역원	합성 펩티드: 인간 CAD(P27708)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27708
단백질 분자량	243kDa
배송 방식	아이스 팩