

Wb, If-P, Elisa용 항카데린 16 단클론 항체 - O75309

품목 번호: CM0003602

소개

WB, IF-P, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항카데린 16 단클론 항체입니다. 신장 특이 카데린인 세포 접착 단백질을 표적으로 하며, 인간, 마우스와 교차 반응합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카데린 16 토끼 mAb
비고/별칭	Ksp 카데린; 카데린 16
종	인간
유전자ID (인간)	1014
유전자ID	1014
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75309
단백질 분자량	90kDa
배송 방법	아이스백