

Anti-카드헤린-17 (LI 카드헤린) 토끼 단클론 항체, Wb·ihc-P·if-P·elisa용 - Q12864

품목 번호: CM0011713



소개

인간 카드헤린-17 (LI-카드헤린)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포 접착 및 조직 구조 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LI 카드헤린/카드헤린-17 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HPT1; CDH16; HPT-1; LI 카드헤린/카드헤린-17
종	인간
유전자 ID (인간)	1015
유전자 ID	1015
면역원	합성 펩타이드 인간 LI 카드헤린/카드헤린-17 (Q12864)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12864
단백질 분자량	92 kDa
배송 방식	아이스백