


Wb 및 Elisa용 항-Cadm3 토끼 다클론 항체 - Q8N126

품목 번호: CM0026663



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 CADM3(NECL1, SynCAM3) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 시냅스 구성에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CADM3 토끼 pAb
비고/별칭	BigR; NECL1; TSL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
종	인간
유전자 ID (인간)	57863
면역원	인간 CADM3(NP_001120645.1)의 25-330 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q8N126
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩