

Wb, Elisa용 Cadps 다클론 항체 - Q9Ulu8

품목 번호: CM0013407



소개

인간 CADPS/CAPS-1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, 고밀도 코어 소포 엑소사이토시스에 관여하는 신경과학 및 내분비 분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CADPS Rabbit pAb
비고/별칭	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
종	인간
유전자 ID (인간)	8618
유전자 ID	8618
면역원	재조합 단백질 인간 CADPS의 아미노산 1020-1100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_899630.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9ULU8
단백질 분자량	153kDa
배송	아이스팩