


Wb용 칼빈딘 토끼 단클론 항체 - P05937

품목 번호: CM0004722



소개

WB, IF-P, ELISA 응용 분야를 위한 고특이성 칼빈딘 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. 30 kDa 위치의 내인성 칼빈딘을 검출합니다. 칼슘 신호 전달 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	칼빈딘 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CALB; D-28K; Calbindin
종	인간
유전자ID (인간)	793
유전자ID	793
면역원	합성 펩타이드: 인간 칼빈딘 (P05937)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05937
단백질 분자량	30 kDa
배송	아이스 팩