


Wb, Ihc-P, Elisa용 칼빈딘 토끼 다클론 항체 - P05937

품목 번호: CM0016646



소개

웨스턴 블롯(WB), IHC-P, ELISA에서 검증된 칼빈딘 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 칼빈딘을 인식합니다. 재조합 전장 면역원으로 생산되었습니다. 칼슘 신호전달, 비타민 D 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	칼빈딘 토끼 pAb
비고/별칭	CALB; D-28K; 칼빈딘
종	인간
유전자 ID (인간)	793
유전자 ID	793
면역원	인간 칼빈딘(NP_004920.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P05937
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩