


Anti-Calbindin 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P05937

품목 번호: CM0015912



소개

인간 Calbindin (CALB; D-28K)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-파라핀, ELISA에 사용합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며 약 30 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calbindin 토끼 pAb
비고/별칭	CALB; D-28K; Calbindin
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	793
GeneID	793
항원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 Calbindin (NP_004920.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05937
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)