


Ihc-P, Elisa용 Anti-Calca 토끼 다클로날 항체 - P06881

품목 번호: CM0020097



소개

CALCA Rabbit pAb는 인간 칼시토닌 유전자 관련 펩타이드 1 (alpha-CGRP)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 혈관 확장 및 신경 펩타이드 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALCA Rabbit pAb
비고/별칭	CT, KC, PCT, CGRP, CALCI, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	796
유전자 ID	796
면역원(Immunogen)	CALCA (NP_001029125.1)의 아미노산 26-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P06881
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)