

Wb, Elisa용 Anti-Calcineurin A Rabbit Monoclonal Antibody - Q08209

품목 번호: CM0010764



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Calcineurin A Rabbit Monoclonal Antibody; 인간, 마우스, 랫트 PPP3CA를 검출합니다. 칼슘 신호 전달, NFAT 매개 전사 및 T세포 활성화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calcineurin A Rabbit mAb
비고/별칭	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCIID; CALNA1; IECEE1; Calcineurin A
종	인간
유전자 ID (인간)	5530
유전자 ID	5530
면역원	합성 펩타이드 인간 Calcineurin A (Q08209)의 아미노산 422-521 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q08209
단백질 분자량	59 kDa
배송	아이스백