


Wb, Elisa용 항 Calcrl 토끼 다클론 항체 - Q16602

품목 번호: CM0029858



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 고품질 항 CALCRL 토끼 다클론 항체입니다. 칼시토닌 유전자 관련 펩타이드(CGRP) 및 아드레노메둘린의 핵심 수용체인 인간, 마우스, 쥐의 CALCRL(CRLR; CGRPR)을 검출합니다. 심혈관 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALCRL 토끼 pAb
비고/별칭	CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL
종	인간
유전자 ID (인간)	10203
유전자 ID	10203
면역원	합성 펩타이드 인간 CALCRL(NP_005786.1)의 346-445 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q16602
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩