

Anti-Cald1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q05682

품목 번호: CM0030963

소개

WB 및 ELISA 적용을 위한 Anti-CALD1 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 칼데스몬을 인식하며, 이는 액틴 및 마이오신 결합 단백질로서 평활근 수축과 비근육 세포 운동성을 조절합니다. 심혈관 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
종	인간
유전자 ID (인간)	800
유전자 ID	800
면역원	인간 CALD1 (NP_004333.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q05682
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백