


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Calhm1 토끼 다클론 항체 - Q8Iu99

품목 번호: CM0025147



소개

인간 CALHM1(FAM26C)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 미각 인지, 칼슘 항상성 및 뉴런 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CALHM1 토끼 pAb
비고/별칭	FAM26C; CALHM1
종	인간
유전자ID (인간)	255022
유전자ID	255022
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8IU99
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩