


Wb 및 Elisa용 Anti-Calhm2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Ha72

품목 번호: CM0014652



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CALHM2 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간 및 쥐 CALHM2를 검출하며, 이는 ATP 방출, 신경 염증 및 시냅스 전달에 관여하는 칼슘 항상성 조절 채널입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALHM2 Rabbit pAb
비고/별칭	FAM26B; CALHM2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	51063
유전자 ID	51063
면역원(Immunogen)	인간 CALHM2 (NP_057000.2)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	Q9HA72
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)