


Wb 및 Elisa용 Anti-Calm2 폴리클로날 항체 - P0Dp24

품목 번호: CM0028309



소개

인간 CALM2 칼모듈린-2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스에 대한 교차 반응성을 보입니다. 칼슘 신호 전달 연구, 중심체 생물학 및 심장 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALM2 Rabbit pAb
비고/별칭	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
종	인간
GeneID (인간)	805
GeneID	805
면역원	인간 CALM2 (NP_001734.1)의 아미노산 1-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P0DP24
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백