

Anti-Calm3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P62158

품목 번호: CM0012903

소개

사람 CALM3 (칼모둘린 3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트와 교차 반응합니다. 16kDa 단백질입니다. 진단 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALM3 Rabbit pAb
비고/별칭	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	808
GeneID	808
면역원 항체 생성물질	사람 CALM3 (NP_005175.2)의 아미노산 40-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62158
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)