

Anti-Calmegin (Clgn) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14967

품목 번호: CM0002108

소개

인간 Calmegin (CLGN)에 대한 고품질성 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 정자 형성 및 남성 생식 능력에 관한 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calmegin Rabbit mAb
비고/별칭	CLGN; Calmegin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1047
면역원	인간 Calmegin (O14967)의 아미노산 180-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O14967
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)