

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-칼모듈린 1/2/3 다클론 항체 - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

품목 번호: CM0013335



소개

인간 칼모듈린 1/2/3을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 세 가지 칼모듈린 아이소폼을 모두 검출합니다. 칼슘 신호전달 및 채널 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	칼모듈린 1/2/3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; 칼모듈린 1/2/3
종	인간
유전자 ID (인간)	801/805/808
유전자 ID	801/805/808
면역원	인간 칼모듈린 1/2/3(NP_008819.1)의 아미노산 70-149에 해당하는 합성 펩타이드 서열
항체 속주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스팩