


Wb, If-P, Elisa용 칼모듈린 1/2/3 토끼 단클론 항체 - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

품목 번호: CM0012234



소개

칼모듈린 1/2/3을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응하며 칼슘 신호 전달 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	칼모듈린 1/2/3 토끼 mAb
비고/별칭	CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; 칼모듈린 1/2/3
종	인간
유전자 ID (인간)	801/805/808
유전자 ID	801/805/808
면역원	합성 펩티드. 인간 칼모듈린 (NP_008819.1)의 아미노산 70-149 위치 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스 팩