

Anti-Calmodulin (Calm3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62158

품목 번호: CM0015505

소개

인간 칼모듈린(CALM3)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 칼슘 신호 전달 및 세포 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CALM3 Rabbit pAb
비고/별칭	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
종	인간
GeneID (human)	808
GeneID	808
면역원	인간 CALM3 (NP_001734.1)의 아미노산 1-149에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P62158
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백