

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항-Calnexin 단일클론항체 - P27824

품목 번호: CM0010513

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 칼넥신 래빗
단일클론항체(mAb). 인간 샘플과 반응합니다. 당단백질
품질 관리 및 단백질 접힘에 관여하는 주요 ER 샤페론인
68kDa 칼넥신 단백질을 표적으로 합니다. 세포 및 분자
생물학 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	칼넥신 래빗 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	CNX; P90; IP90; Calnexin
종	인간
유전자 ID (인간)	821
유전자 ID	821
면역원	합성 펩타이드 - 인간 칼넥신(P27824)의 아미노산 493-592 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27824
단백질 무게	68kDa
배송	아이스백