

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-칼넥신 다클론 항체 - P27824

품목 번호: CM0018069

소개

소포체 샤페론인 인간 칼넥신(CNX, IP90, P90)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 칼넥신을 검출합니다. 단백질 접힘 및 품질 관리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	칼넥신 토끼 pAb
비고/별칭	CNX; P90; IP90; 칼넥신
종	인간
GeneID (인간)	821
GeneID	821
면역원	인간 칼넥신(NP_001737.1)의 아미노산 500-592 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27824
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스팩