


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Calpain 1 폴리클로날 항체 - P07384

품목 번호: CM0018254



소개

인체 Calpain-1(CAPN1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 세포골격 리모델링 및 신호 전달 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Calpain 1 Rabbit pAb
비고/별칭	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
종	인체(Human)
GeneID (Human)	823
GeneID	823
면역원	인체 Calpain 1(NP_005177.2)의 355-530 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P07384
단백질 무게	82kDa
배송	아이스팩