

Wb, Ihc-P, Elisa용 항칼페인 2 토끼 다클론 항체 - P17655

품목 번호: CM0027539



소개

인간 칼페인 2에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 칼페인 매개 단백질분해 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	칼페인 2 토끼 pAb
비고/별칭	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; 칼페인 2
종	인간
유전자ID (인간)	824
유전자ID	824
면역원	재조합 단백질 인간 칼페인 2 (NP_001739.2)의 아미노산 520-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17655
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백