

Wb, Elisa용 칼페인 소단위체 1(Capns1) 항-토끼 단일클론 항체 - P04632

품목 번호: CM0011221



소개

인간 칼페인 소단위체 1(CAPNS1, CAPN4)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 칼슘 조절 단백질 분해 및 세포골격 동역학 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	칼페인 소단위체 1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CANP; CDPS; CSSI; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; 칼페인 소단위체 1
종	인간
GeneID (인간)	826
GeneID	826
면역원	인간 칼페인 소단위체 1(P04632)의 아미노산 1~100번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04632
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩