


Anti-Calponin 1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51911

품목 번호: CM0005579



소개

인간 Calponin 1 (CNN1, SMCC)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 평활근 수축 및 세포골격 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calponin 1 토끼 mAb
비고/별칭	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
종	인간
유전자 ID (인간)	1264
면역원	합성 펩타이드 (인간 Calponin 1의 아미노산 198-297, NP_001290.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P51911
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백