


Anti-Calponin-1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc, If, Elisa - P51911

품목 번호: CM0010147



소개

인간 Calponin-1 (CNN1, SMCC)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 평활근 수축 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Calponin Rabbit mAb
비고/별칭	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
종	인간
유전자 ID (인간)	1264
유전자 ID	1264
면역원	합성 펩타이드: 인간 Calponin (P51911)의 아미노산 198-297에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51911
단백질 무게	33kDa
배송	아이스백