


Wb, Elisa용 항-Calponin-1 토끼 다클론 항체 - P51911

품목 번호: CM0018808



소개

재조합 융합 단백질을 항원으로 사용하여 제작한 Calponin-1 표적 토끼 유래 다클론 항체입니다. 평활근 연구에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calponin 토끼 pAb
비고/별칭	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
종	인간
유전자 ID(인간)	1264
유전자 ID	1264
면역원	재조합 단백질 인간 Calponin(NP_001290.2)의 아미노산 200-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51911
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩